

# InLab NIR-512 / UltraNIR-WGA



## InLab NIR-512 UltraNIR-WGA

Análisis NIR rápidos y convenientes

El mejor valor en análisis de Granos



Producto: Trigo  
Humedad: 11.5 %  
Proteína: 11.8 %

Producto: Soja  
Humedad: 12.0 %  
Proteína: 33.5 %  
Grasa: 19.2 %

### Productos



## CONTROL – CALIDAD - CERTIFICACIONES



Tecno Científica®

QUALITY AND PROCESS CONTROL

# SOLUCIONES PARA EL ANALISIS DE GRANOS

## Principales características:

RAPIDO: análisis en menos de 6 segundos.

Totalmente automático.

Análisis de granos enteros y procesados.

Resultados consistentes aún en muestras heterogéneas.

Registros históricos de datos compatibles con planillas Excel.

Identificación de muestra alfanumérica.

Comunicación con PC vía USB/Serial.

Funciones automáticas: duplicación, repetición y más aspectos.

Servicio especializado de calibración.

Modelos específicos para diferentes aplicaciones.

**InLab NIR-512** : Humedad, proteína, grasa, fibra, aceite en cualquier grano entero o procesado.

**UltraNIR-WGA** : Humedad y proteína en trigo y cebada.

TECNOCIENTIFICA SH

SOLUCIONES ANALITICAS AL ALCANCE DE SU MANO